



E-mail: info@mediset.cz
Internet: www.mediset.cz
E-shop: eshop.mediset.cz

Telefon: 387 311 874
Telefon: 387 311 875

Obchod: 777 126 381, 399 499 621
Nabídky: 777 126 388, 399 499 620
Servis: 777 126 389, 399 499 626

Tonometry - měřiče krevního tlaku a pulzu, fonendoskopy

Značka: SKn 2022-05-01-65

Datum: 1.5.2022

Vypracoval: Stanislav Korbel

Mobil: 777 126 388

skype: callto:standa.mediset

gmail: standa.mediset@gmail.com


e-mail: standa@mediset.cz

Tel: 399 499 620

Obsah:

Tonometry - měřiče krevního tlaku a pulzu, fonendoskopy	1
Obsah:	1
Tonometry - měřiče krevního tlaku a tepu	2
Tonometry digitální	2
Yuwell	2
Yuwell YE-680A - profesionální tonometr na paži	3
Yuwell YE-670A - profesionální tonometr na paži	4
Omron - nemocniční model	6
Volitelné příslušenství	8
Tonometry aneroidní (hodinkové)	9
FlexiPort® - manžety k monitorům a tlakoměrům	12
Manžeta FlexiPort® (bez hadičky a konektoru)	14
1-hadičková manžeta FlexiPort®	15
2-hadičková manžeta FlexiPort®	15
Aneroidní tonometry Welch Allyn	16
Tonometr s manometrem na manžetě	16
Tonometr s manometrem do ruky	17
Tonometr s tlačítkovým výpustným ventilem	18
Fonendoskopy	19
Fonendoskopy LITTMANN® USA	19
Jednostranný fonendoskop	20
Oboustranný fonendoskop	21
Fonendoskop DELUXE	22
Fonendoskop s dvojitou hadičkou RAPPAPORT	22
Porodnický fonendoskop	23
PROFESIONÁLNÍ fonendoskop DELUXE	24
Profesionální KARDIOLOGICKÝ fonendoskop	24
Lékařský fonendoskop	25
Cenové katalogy ke stažení	27
Kontakty	30
Živnostenské listy a certifikáty	31

www.merictlaku.cz

Přístroje označené tlačítkem  si můžete zakoupit v našem e-shopu:

e-shop
MEDISET # CHIRONAX

www.mediset.cz/eshop

Prohlížíte-li si katalog v pdf - on-line,
stačí kliknout na odkaz vedle tlačítka.



Firma Mediset - Chironax s.r.o. ujišťuje, že na výrobky uvedené v této nabídce bylo vydáno prohlášení o shodě.

IČO: 48200417, DIČ: CZ48200417, Bankovní spojení: Raiffeisenbank, číslo účtu 1036125002 / 5500,
Firma je zapsána v obchodním rejstříku KS České Budějovice, oddíl C, vložka 2429, datum registrace 16.12.1992.
Firma je registrována u firmy EKO-KOM, a.s., pod registračním číslem EK-F00024621

Tonometry - měřiče krevního tlaku a tepu

Tonometry digitální

Yuwell



Společnost Yuwell je po mnoho let jedničkou na trhu v oblasti péče o dýchací soustavu, kardiovaskulární systém a endokrinní systém.

Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment & supply Co., Ltd byla založena v roce 1998.

Yuwell přináší profesionální koncepci péče o zdraví a pokročilé řešení produktů pro každodenní život.

*Vlastní sedm center výzkumu a vývoje a pět výrobních základen, které jsou v **San Diegu (USA), Tuttlingen (Německo), na Tchaj-wanu, v Pekingu, Šanghaji, Nanjingu, Suzhou a Danyangu.** Ústředí společnosti Yuwell je v Shanghai, Čína.*



Yuwell YE-680A - profesionální tonometr na paži

yuwell



Balení obsahuje:

- Přístroj
- klasická komfortní manžeta (pro obvod paže 22-45 cm)
- Alkalické baterie, tužkové - typu AA, 4ks
- Síťový adaptér
- Kompaktní balení v krabici se zásuvkou na příslušenství + dárková taška
- návod CZ

Kat. číslo: 2007.YE680A

Yuwell YE-680A - profesionální tonometr na paži + ZDARMA síťový adaptér

Vysoce kvalitní monitor krevního tlaku,
měření v horní části paže
s velkým displejem LCD a alarmem arytmie.

- Vysoká kvalita
- Velký LCD displej s ukazatelem data a času.
- Vyhodnocení arytmie
- - nepravidelného pulsu-srdečního svalu;
- Oscilační měření;
- Výpočet průměrných hodnot z posledních 3 měření.
- Indikátor utažení manžety - upozorní na chyby vzniklé nevhodným či nedostatečným utažením manžety;
- Vyhodnocení pohybu při měření
- - pohyb při měření může mít nepříznivý vliv na přesnost.
- Automatická paměť měření
- zaznamenává čas, datum, hodnotu krevního tlaku a tep;
- Automatická paměť: 2x 60 měření
- výběr z možností
- pacient A, pacient B (snadné přepnutí)

Napájení:

- Baterie (4 x AA) nebo stejnosměrný proud 6V, 600 mA
- Životnost nových alkalických baterií cca 300 měření
- Obsahuje 4 baterie AA a napájecí adaptér;
- Automatické vypnutí po dvou minutách.

Technická specifikace:

Rozsah měření:

- Krevní tlak 60-230 mmHg
- Puls 40-200/min.
- přesnost měření tlaku +/- 3 mmHG;
- přesnost měření pulsu +/- 5% hodnoty;
- Hmotnost: přístroje bez baterií cca 350g;
- Rozměry: š 83 x v 100 x h 133 mm
- Automatická paměť měření: 2x 60 měření
- výběr z možností:
- pacient A, pacient B (snadné přepnutí)

Kat. číslo	Název předmětu	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Tonometr na paži Yuwell			
✓ 2007.YE680A	Yuwell YE-680A - profesionální tonometr na paži + ZDARMA síťový adaptér Zdravotnický prostředek - Ano Záruka 24 měsíců https://www.mediset.cz/eshop/3036-home_default/yuwell-ve-680a-tonometr-na-pazi-zdarma-sitov-adapter.jpg	1.300,00 Kč	21%	1.573,00 Kč

Yuwell YE-670A - profesionální tonometr na paži

yuwell



Kat. číslo: 2007.YE670A

Yuwell YE-670A - tonometr na paži + ZDARMA síťový adaptér

Vysoce kvalitní monitor krevního tlaku,
měření v horní části paže
s velkým displejem LCD a alarmem arytmie.

- Vysoká kvalita;
- Velký LCD displej s ukazatelem data a času.
- Vyhodnocení arytmie - nepravidelného pulsu-srdečního svalu;
- oscilační měření;
- výpočet průměrných hodnot z posledních 3 měření.
- Automatická paměť měření: 74 měření - zaznamenává čas, datum, hodnotu krevního tlaku a tep;
- Indikátor utažení manžety - upozorní na chyby vzniklé nevhodným či nedostatečným utažením manžety;
- Vyhodnocení pohybu při měření - pohyb při měření může mít nepříznivý vliv na přesnost.

Napájení:

- Baterie (4 x AA) nebo stejnosměrný proud 6V, 600 mA
- Životnost nových alkalických baterií cca 300 měření
- Obsahuje 4 baterie AA a napájecí adaptér;
- Automatické vypnutí po dvou minutách.

Technická specifikace:

Rozsah měření:


- Krevní tlak 60-230 mmHg
- Puls **40-130/min.**
- přesnost měření tlaku +/- 3 mmHG;
- přesnost měření pulsu +/- 5% hodnoty;
- Hmotnost: přístroje bez baterií cca 350 g;
- Rozměry: š 74 x v 93 x h 127 mm

Balení obsahuje:

- Přístroj
- pohodlná manžeta (pro obvod paže **20-45 cm**)
- Alkalické baterie, tužkové - typu AA, 4ks
- Síťový adaptér
- návod CZ



Kat. číslo	Název předmětu	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Tonometr na paži Yuwell			
2007.YE670A	Yuwell YE-670A - tonometr na paži + ZDARMA síťový adaptér  <p>Zdravotnický prostředek - Ano</p> <p>Záruka 24 měsíců</p> <p>https://www.mediset.cz/eshop/digitalni/931-yuwell-ye-670a-tonometr-na-pazi-zdarma-sitovy-adapter.html</p>	990,00 Kč	21%	1.197,90 Kč



Vysoký krevní tlak je jedna z nejrozšířenějších civilizačních chorob naší doby. Tento problém se týká již každého pátého člověka. Možné následky sahají od poruch krevního oběhu, přes aterosklerózu, až po srdeční infarkt. Důležité opatření provázající léčbu nebo prevenci je pravidelné měření krevního tlaku.

Každodenní kontrola Vám na první pohled ukáže, zda je vše v pořádku. Jako doplněk k běžným měřením u vašeho lékaře se proto doporučuje pravidelné měření doma, protože naměřené hodnoty u lékaře ovlivňuje stres, který může být důvodem vašeho vysokého krevního tlaku tento jev je známý jako „**syndrom bílého pláště**“. Vámi naměřené a zaznamenané hodnoty krevního tlaku je vhodné prodiskutovat s vaším lékařem.

	nízký tlak	normální tlak	limitní hodnota	vysoký krevní tlak
systolický mmHg	➔ 100	➔ 140	➔ 160	➔
diastolický mmHg	➔ 60	➔ 90	➔ 95	➔

Tak máte možnost rozpoznat možné odchylky a zohlednit je v léčbě. S automatickými tlakoměry OMRON si změřte svůj krevní tlak a pulz jednoduše a spolehlivě.



KLINICKY OVĚŘENO

Výhody:

- rychlé měření krevního tlaku
- automatické tlakování a vypouštění manžety samotným přístrojem
- snadná obsluha přístroje
- vysoký uživatelský komfort



nebo



Česká společnost pro hypertenzi doporučuje pravidelné měření krevního tlaku.

Omron s převratnou technologií o krok před ostatními

Intellisense - jedinečný inteligentní systém kontrolovaného nafukování manžety přináší tyto výhody:

Maximální přesnost měření

Intellisense si sám volí nafukování manžety podle aktuálního krevního tlaku a tím zaručuje nejvyšší dosažitelnou přesnost. (optimální nafukování odstraňuje chyby při měření krevního tlaku).

Odolnost proti arytmiím

Intellisense technologie je vhodná i pro nemocné s určitými typy srdečních arytmií (změnami srdečního rytmu).

Mimořádně příjemné nafukování

Intellisense spolu s anatomicky tvarovanou měkkou manžetou odstraňuje nepříjemný pocit během nafukování manžety.

Dětská manžeta

Jedině Intellisense umožňuje použití i dětské manžety.

Šetří baterie a manžetu, kratší doba měření

INTELLISENSE nafukuje pouze tolik, kolik je pro přesné vyhodnocení třeba. Inteligentní systém tlakování manžety je vyvinutý firmou OMRON a používán výhradně u měřičů krevního tlaku OMRON.

Všechny zde uvedené měřiče OMRON jsou velmi přesné a spolehlivé, vybrané modely OMRON mají klinicky ověřenou přesnost (dle protokolu BHS), což je v současnosti jediná celosvětově uznávaná metoda na přezkoušení přesnosti měřičů krevního tlaku.

Takto ověřené měřiče tlaku krve jsou uznávány Českou společností pro hypertenzi.

Omron - nemocniční model



Tonometr na paži - profesionální řada Kat. číslo: 2007.0021 - Omron HEM 907

- Možnost oscilometrického nebo auskultačního měření
- Programování tlakování s možností nastavení intervalů mezi měření - pro validní výsledky
- Cenově dostupný
- Extra velký, přehledný a čitelný displej
- Životnost provozu na bateriový blok cca 300 měření
- Rozsah měření: Krevní tlak 0-299 mmHg, Puls 30-199/min.
- Přesnost měření: Krevní tlak +/- 3 mmHg, Puls +/- 5 % naměřené hodnoty
- Hmotnost: přístroje cca 910 g
- Rozměr přístroje: cca 139 (Š) x 203 (V) x 131 mm (H)
- Klasifikace dle evropské směrnice pro zdrav. prostředky 93/42/EEC - třída II A
- CE 0197



Balení obsahuje:

- Přístroj
- Manžeta CM-907 (pro obvod paže 22-32 cm)
- Prodlužovací hadička 1m
- Bateriový blok Ni-MH
- Síťový zdroj
- Kompletní CZ návod - schválený od OMRON Healthcare Europe
- Záruční list

Kat. číslo	Název předmětu	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
2007.0021	Omron HEM 907 Zdravotnický prostředek - Ano Klasifikační třída IIA Záruka 36 měsíců  http://www.mediset.cz/eshop/tonometry/39-omron-hem-907.html	Cena v e-shopu		
	Volitelné příslušenství 			
	Manžeta dětská - malá 17 - 22 cm - pro Omron HEM 907 			
	Manžeta pro dospělé - standardní 22 - 32 cm - pro Omron HEM 907 			
	Manžeta extra velká 32 - 42 cm - pro Omron HEM 907 			
	Prodlužovací hadička 1,3 m – HEM 907 			
	Stojan pro HEM 907 - zboží na objednávku (dodací lhůta cca 4-8 týdnů) 			

Fotogalerie - Omron HEM-907



Kompletní dodávka přístroje



Omron HEM-907



Instalace baterie



Baterie v přístroji



Zapojený síťový zdroj



Síťový zdroj



Standardní manžeta 22-32 cm



Přístroj s manžetou



Možnost přenášení přístroje



Návod k použití

Volitelné příslušenství:



Náhradní manžety
Omron HEM-907



Prodlužovací hadička 1,3 m
Omron HEM-907



Náhradní baterie
Omron HEM-907



Volitelné příslušenství



Kat. číslo: 2007.9002

Síťový zdroj Omron R

- vhodný k tonometrům Omron M4, M4-I, M5-I, M6, M6 Comfort, M7, MX 2 a HEM 711 fuzzy

Kat. číslo	Název předmětu	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Síťové zdroje Omron			
✓ 2007.9002	Síťový zdroj Omron R - vhodný k tonometru Omron M4, MX 2 a HEM 711 fuzzy Zdravotnický prostředek - Ne Záruka 24 měsíců	305,80 Kč	21%	370,00 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/digitalni/384-sitovy-zdroj-omron-s.html			

Tonometry aneroidní (hodinkové)

Bez ověření



Kat. číslo: 08.330.10 - **Tonometr DM 330**

Aneroidový tlakoměr s dvouhadičkovou manžetou

Rozsah měření 0-300 mmHg.

Přesnost měření +/- 3 mmHg. Měřidlo typu "NON STOP PIN".

Manžeta pro dospělé a kovovou sponou.

Standardní model v koženkovém pouzdře se zipem.

Barva manžety: červená, zelená a modrá.



Kat. číslo: 08.335.00 - **Tonometr DM 335**

Měřidlo typu "NON STOP PIN".

Kat. číslo	Název předmětu	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Hodinkové tonometry DM			
				
	http://www.mediset.cz/eshop/tonometry/41-aneroidni-tlakomer-dm-330.html			
08.330.10	Aneroidní tlakoměr DM 330 červený	533,00 Kč	21%	645,00 Kč
08.330.20	Aneroidní tlakoměr DM 330 zelený	533,00 Kč	21%	645,00 Kč
08.330.30	Aneroidní tlakoměr DM 330 modrý	533,00 Kč	21%	645,00 Kč
	Hodinkové tonometry DM			
				
08.335.00	Aneroidní tlakoměr DM 335 FRENCH	578,00 Kč	21%	699,00 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/tonometry/43-dm-335-french.html			




Kat. číslo: 08.346.00 - **DM 346**
Aneroidový tlakoměr PALM typ ABS
 Nárazuvzdorný kryt manometru, prům. 60 mm.
 Rozsah měření 0-300 mmHg. Přesnost měření +/- 3 mmHg.
 Měřidlo typu "NON STOP PIN".
 Snadné měření v levé nebo pravé ruce.
 Manžeta pro dospělé s kovovou sponou.
 Standardní model v koženkovém pouzdře se zipem.





Exkluzivní model
 - barva manžety: červená, zelená a modrá.

Kat. číslo	Název předmětu	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Hodinkové tonometry PALM typ ABS 			
	 http://www.mediset.cz/eshop/tonometry/42-dm-346.html			
08.346.10	DM 346 Aneroidový tlakoměr PALM typ ABS - červená manžeta	1044,60 Kč	21%	1.264,00 Kč
08.346.20	DM 346 Aneroidový tlakoměr PALM typ ABS - zelená manžeta	1044,60 Kč	21%	1.264,00 Kč
08.346.30	DM 346 Aneroidový tlakoměr PALM typ ABS - modrá manžeta	1044,60 Kč	21%	1.264,00 Kč



Kat. číslo 08.314.00
Aneroidový tlakoměr nástěnný
 Rozsah měření 0-300 mm.
 Dodáván s manžetou pro dospělé s kovovou sponou.
 Snadno čitelný velký displej prům. 150 mm.
 Kovový košík pro ukládání.
 Kroucená tlaková hadička délka 2 metry.

Kat. číslo	Název předmětu	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Hodinkové tonometry DM			
08.314.00	DM 314 - Aneroidový tlakoměr nástěnný 	1.870,00 Kč	21%	2.262,70 Kč
	 http://www.mediset.cz/eshop/tonometry/46-dm-314.html			



Kat. číslo 08.316.00

DM 316 na pojízdném stojanu

Rozsah měření 0-300 mm,
tlakoměr je zvláště vhodný pro operační sály, poradny,
ambulance a sportovní centra.

Celková výška 1 m,
výškově nastavitelný,
kompletní s košíkem na manžetu.

Kroucená propojovací hadička s dosahem 2 m.
s nerezovým skládacím podstavcem



Kat. číslo 08.316.01

DM 316 na pojízdném stojanu

s plastovým podstavcem

Kat. číslo	Název předmětu	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Hodinkové tonometry DM na stojanu				
08.316.00	<p>DM 316 - aneroidový tlakoměr na pojízdném nerezovém stojanu</p> <p></p> <p>http://www.mediset.cz/eshop/tonometry/47-dm-316.html</p>	4.070,00 Kč	21%	4.924,70 Kč
08.316.01	<p>DM 316 - aneroidový tlakoměr na pojízdném plastovém stojanu</p> <p></p> <p>http://www.mediset.cz/eshop/tonometry/48-dm-316-plastovy-stojan.html</p>	4.070,00 Kč	21%	4.924,70 Kč

FlexiPort® - manžety k monitorům a tlakoměrům



Welch Allyn představuje

FlexiPort™

univerzálnost manžety v konektoru

Rádi vám představujeme novou FlexiPort manžetu od firmy Welch Allyn. Manžeta vám přináší zjednodušení a komfort při jejím používání. Manžetu bez hadiček jednoduše a rychle navinete na paži pacienta a teprve potom ji propojíte s jakýmkoliv přístrojem díky novému univerzálnímu konektoru.

1 manžeta = všechny přístroje

Nové FlexiPort manžety přinášejí výhody ošetřujícímu personálu i pacientům:

Pro Vás:

- univerzálnost manžety pro všechny přístroje umožňuje redukování počtu manžet = nižší náklady na jejich pořízování a obnovu
- jednodušší objednávání nových manžet = nepotřebujete vědět, jaký konektor k manžetě je ten správný ani kolik hadiček má manžeta mít
- barevné kódování velikosti manžet usnadní rychlý výběr manžety správné velikosti
- velmi pohodlné a rychlé připevnění i výměna manžety na paži, hadičky vám při namotávání nezavazí, protože tam nejsou

Pro pacienta:

- manžety jsou vyrobeny z vinylu - velmi pohodlný měkký materiál
- měkký spodní okraj manžety





První, opravdu univerzální systém manžet pro neinvazivní měření krevního tlaku. Několik argumentů, proč manžety FlexiPort® šetří čas a peníze a zároveň zvyšují komfort pacienta a personálu.



- Vyrobeno z jednoho kusu materiálu (měkký nylon), zaoblený neostří spodní okraj
- Unikátní způsob připojení hadičky k manžetě - PORT
- Rotační PORT (konektor) - spoj hadičky s manžetou není namáhán, prodlužuje se životnost manžety, snižuje pohybová omezení pacienta s připojenou manžetou
- Splňuje nejpřísnější kritéria na hygienu a desinfekci - antibakteriální povlak, vodotěsný uzávěr portu při čištění
- Barevné rozlišení širokého rozsahu velikostí manžet (10 velikostí)
- Univerzální bez omezení - pro všechny známé typy monitorů s měřením tlaku a tonometry (rtuťové, aneroidní, digitální)
- FlexiPort® pro opakované nebo jednorázové použití
- Jednoduchý způsob objednávání - přehledné uskladnění - garantovaná kvalita
- Velký rozsah dodávaných rozměrů manžet FlexiPort®



manžety pro opakované použití

- Pohodlné používání
- vyrobeno z vinylu, měkká úprava manžety
- měkký spodní okraj manžety
- snadná dezinfekce, oplach manžety
- jednodemovité provedení
- kvalitní nové provedení suchého zipu
- index správného umístění manžety
- použití pro všechny druhy přístrojů díky konektoru
- velikosti manžet jsou barevně odlišeny
- dlouhá životnost.

Manžety lze použít i k tlakoměrům :



Manžeta FlexiPort® (bez hadičky a konektoru)












Manžeta se skládá z následujících komponentů:

- Manžeta FlexiPort
- bez hadičky a konektoru





Manžeta FlexiPort®

Kat. číslo	Název předmětu			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Manžeta FlexiPort® (USA)	Barva	Rozsah paže			
805006000	Manžeta č.6 - novorozenecká, malá		7 – 10 cm	818,20 Kč	21%	990,00 Kč
805007000	Manžeta č.7 - novorozenecká		9 – 13 cm	818,20 Kč	21%	990,00 Kč
805008000	Manžeta č.8 - dětská, malá		14 – 16 cm	818,20 Kč	21%	990,00 Kč
805009000	Manžeta č.9 - dětská		15 – 21 cm	818,20 Kč	21%	990,00 Kč
805010000	Manžeta č.10 - dospělá – menší		20 – 27 cm	818,20 Kč	21%	990,00 Kč
805011000	Manžeta č.11 - dospělá		25 – 34 cm	818,20 Kč	21%	990,00 Kč
805011L00	Manžeta č.11L - dospělá-prodloužená		31 – 43 cm	818,20 Kč	21%	990,00 Kč
805012100	Manžeta č.12 - silné paže		32 – 43 cm	818,20 Kč	21%	990,00 Kč
805012L00	Manžeta č.12L - silné paže prodloužená		40 – 52 cm	818,20 Kč	21%	990,00 Kč
805013000	Manžeta č.13 - stehenni		40 – 55 cm	818,20 Kč	21%	990,00 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/aneroidni-hodinkove/457-manzeta-flexiport-bez-hadicky-a-konektoru.html					

1-hadičková manžeta FlexiPort®

Kompletní 1-hadičková manžeta se skládá z následujících komponentů:

- Manžeta FlexiPort
- Konektor (Port)
- 1x hadička

WelchAllyn

FlexiPort™



Manžeta FlexiPort®



Konektor (Port)



1x hadička, 2x hadička

Kat. číslo	Název předmětu			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Manžeta kompletní 1-hadičková FlexiPort® (USA)	Barva	Rozsah paže			
8050061TP	Manžeta č.6 - novorozenecká, malá		7 – 10 cm	991,73 Kč	21%	1.200,00 Kč
8050071TP	Manžeta č.7 - novorozenecká		9 – 13 cm	991,73 Kč	21%	1.200,00 Kč
8050081TP	Manžeta č.8 - dětská, malá		14 – 16 cm	991,73 Kč	21%	1.200,00 Kč
8050091TP	Manžeta č.9 - dětská		15 – 21 cm	991,73 Kč	21%	1.200,00 Kč
8050101TP	Manžeta č.10 - dospělá – menší		20 – 27 cm	991,73 Kč	21%	1.200,00 Kč
8050111TP	Manžeta č.11 - dospělá		25 – 34 cm	991,73 Kč	21%	1.200,00 Kč
805011L1TP	Manžeta č.11L - dospělá-prodloužená		31 – 43 cm	991,73 Kč	21%	1.200,00 Kč
8050121TP	Manžeta č.12 - silné paže		32 – 43 cm	991,73 Kč	21%	1.200,00 Kč
805012L1TP	Manžeta č.12L - silné paže prodloužená		40 – 52 cm	991,73 Kč	21%	1.200,00 Kč
8050131TP	Manžeta č.13 - stehenní		40 – 55 cm	991,73 Kč	21%	1.200,00 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/tonometry/137-manžeta-flexiport-1-hadickova.html					

2-hadičková manžeta FlexiPort®

Kompletní 2-hadičková manžeta se skládá z následujících komponentů:

- Manžeta FlexiPort®
- Konektor (Port)
- 2x hadička

WelchAllyn

FlexiPort™

Kat. číslo	Název předmětu			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Manžeta kompletní 2-hadičková FlexiPort® (USA)	Barva	Rozsah paže			
8050062TP	Manžeta č.6 - novorozenecká, malá		7 – 10 cm	1.157,00 Kč	21%	1.400,00 Kč
8050072TP	Manžeta č.7 - novorozenecká		9 – 13 cm	1.157,00 Kč	21%	1.400,00 Kč
8050082TP	Manžeta č.8 - dětská, malá		14 – 16 cm	1.157,00 Kč	21%	1.400,00 Kč
8050092TP	Manžeta č.9 - dětská		15 – 21 cm	1.157,00 Kč	21%	1.400,00 Kč
8050102TP	Manžeta č.10 - dospělá – menší		20 – 27 cm	1.157,00 Kč	21%	1.400,00 Kč
8050112TP	Manžeta č.11 - dospělá		25 – 34 cm	1.157,00 Kč	21%	1.400,00 Kč
805011L2TP	Manžeta č.11L - dospělá-prodloužená		31 – 43 cm	1.157,00 Kč	21%	1.400,00 Kč
8050122TP	Manžeta č.12 - silné paže		32 – 43 cm	1.157,00 Kč	21%	1.400,00 Kč
805012L2TP	Manžeta č.12L - silné paže prodloužená		40 – 52 cm	1.157,00 Kč	21%	1.400,00 Kč
8050132TP	Manžeta č.13 - stehenní		40 – 55 cm	1.157,00 Kč	21%	1.400,00 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/tonometry/138-manžeta-flexiport-2-hadickova.html					

Aneroidní tonometry Welch Allyn

Tonometr s manometrem na manžetě



DS44 a DS45 připojíte na FlexiPort manžetu vhodnou k monitorům vitálních funkcí.

Snadné připevnění na manžetu jakékoliv velikosti bez přehazování balónku. Prodloužené manžety na větší paže při zachování standardní šíře manžety.






Ceny tlakoměrů jsou uvedeny včetně manžety pro standardní velikost paže. Varianta s prodlouženou manžetou (šíře manžety je stejná jako u standardní) je cenově shodná. V případě zájmu o jinou velikost prosím nahlédněte do ceníku manžet.



Model DS 44-11 - tlakoměr na Flexi manžetě

- bezhadičková manžeta FlexiPort vhodná i pro monitory
- nárazuvzdorný aneroid s ochranným kroužkem
- šedý nafukovací balónek s klasickým výpustným ventilem

záruka 2 roky na přístroj, 5 let na kalibraci



Kat. číslo	Název předmětu	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
	Nárazuvzdorné aneroidní tlakoměry DuraShock Welch Allyn (USA)				
DS 44-11 	Model DS 44-11 - tlakoměr na Flexi manžetě http://www.mediset.cz/eshop/tonometry/50-ds-44-11.html		1.900,00 Kč	21%	2.299,00 Kč



Model DS 45-11 - tlakoměr na Flexi manžetě

- bezhadičková manžeta FlexiPort vhodná i pro monitory
- aneroid s ochranným kroužkem
- šedobílý manometr vyřezávaný laserem
- černý nafukovací balónek s výpustným ventilem Tycos s delší životností

záruka 2 roky na přístroj, 10 let na kalibraci

Kat. číslo	Název předmětu	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
	Nárazuvzdorné aneroidní tlakoměry DuraShock Welch Allyn (USA)				
DS 45-11 	Model DS 45-11 - tlakoměr na Flexi manžetě http://www.mediset.cz/eshop/tonometry/51-ds-45-11.html		2.980,00 Kč	21%	3.605,80 Kč

Tonometr s manometrem do ruky



Model DS 54



- aneroidní tlakoměr s pouzdrmem bez manžety
- aneroidní tlakoměr s pouzdrmem a FlexiPort manžetou (vhodnou i k monitorům)

- citlivá a precizní regulace vypouštění vzduchu z manžety
- bezhadičková manžeta FlexiPort vhodná i pro monitory
- aneroid s ochranným krytem
- nafukovací balónek s klasickým výpustným ventilem
- barevné provedení: červená, modrá, žlutá

záruka 2 roky na přístroj, 5 let na kalibraci



WelchAllyn

Nárazuvzdorné aneroidní tlakoměry DuraShock Welch Allyn (USA)					
DS 54-02	Model DS 54 - aneroidní tlakoměr s pouzdrmem a FlexiPort manžetou		1.840,00 Kč	21%	2.226,40 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/tonometry/52-ds-54-02-aneroidni-tlakomer-s-flexiport-manzetou.html				





Model DS 55

- aneroidní tlakoměr s pouzdrmem bez manžety
- aneroidní tlakoměr s pouzdrmem a FlexiPort manžetou (vhodnou i k monitorům)

- citlivá a precizní regulace vypouštění vzduchu z manžety
- bezhadičková manžeta FlexiPort vhodná i pro monitory
- aneroid s ochranným krytem
- šedo-bílý manometr vyřezávaný laserem
- černý nafukovací balónek s výpustným ventilem Tycos s delší životností

záruka 2 roky na přístroj, 10 let na kalibraci



Nárazuvzdorné aneroidní tlakoměry DuraShock Welch Allyn (USA)					
DS 55-02	Model DS 55 - aneroidní tlakoměr s pouzdrmem a FlexiPort manžetou		2.360,00 Kč	21%	2.855,60 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/tonometry/56-ds-55-02-aneroidni-tlakomer-s-flexiport-manzetou.html				

Tonometr s tlačítkovým výpustným ventilem





Model DS 65

- aneroideň tlakoměr s pouzderem bez manžety
- aneroideň tlakoměr s pouzderem a FlexiPort manžetou (vhodnou i k monitorům)

- Elegantní design
- Speciální tvar nafukovacího balonku
- Tlačítkový výpustný ventil TYCOS s dlouhou životností
- Vysoká odolnost proti nárazům

záruka 2 roky na přístroj, 10 let na kalibraci



Nárazuvzdorné aneroideň tlakoměry DuraShock Welch Allyn (USA)					
DS 65-02	Model DS 65 - aneroideň tlakoměr s pouzderem a FlexiPort manžetou		2.360,00 Kč	21%	2.855,60 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/tonometry/59-ds-65-neroidni-tlakomer-s-flexiport-manzetou.html				





Model DS 66

- aneroideň tlakoměr s pouzderem bez manžety
- aneroideň tlakoměr s pouzderem a FlexiPort manžetou (vhodnou i k monitorům)

- Elegantní design
- Měkké podušky u každého ovládacího prvku
- Manometr vyřezávaný laserem
- Speciální tvar nafukovacího balonku
- Tlačítkový výpustný ventil TYCOS s dlouhou životností
- Vysoká odolnost proti nárazům

záruka 2 roky na přístroj, 15 let na kalibraci



Nárazuvzdorné aneroideň tlakoměry DuraShock Welch Allyn (USA)					
DS 66-02	Model DS 66 - aneroideň tlakoměr s pouzderem a FlexiPort manžetou		3.390,00 Kč	21%	4.101,90 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/tonometry/61-ds-66-neroidni-tlakomer-s-flexiport-manzetou.html				

Fonendoskopy

Fonendoskopy LITTMANN® USA



Fonendoskopy značky Littmann® si můžete zakoupit v našem e-shopu:
<http://www.mediset.cz/eshop/102-littmann>

Jednostranný fonendoskop



JEDNOSTRANNÝ FONENDOSKOP

Jednostranná hliníková hlavice.

08.131.00 - Černý

08.132.10 - Červený

08.132.20 - Zelený

08.132.30 - Modrý

08.132.40 - Žlutý

08.133.00 - Pediatrický, prům. 39 mm

Kat. číslo	Název předmětu	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Fonendoskopy jednostranné			
08.131.00	Jednostranný fonendoskop s černou hadičkou	163,60 Kč	21%	198,00 Kč
08.132.10	Jednostranný fonendoskop s červenou hadičkou	163,60 Kč	21%	198,00 Kč
08.132.20	Jednostranný fonendoskop se zelenou hadičkou	163,60 Kč	21%	198,00 Kč
08.132.30	Jednostranný fonendoskop s modrou hadičkou	163,60 Kč	21%	198,00 Kč
08.132.40	Jednostranný fonendoskop se žlutou hadičkou	163,60 Kč	21%	198,00 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/fonendoskopy/67-jednostranny-fonendoskop.html			
08.133.00	Jednostranný fonendoskop dětský s černou hadičkou	163,60 Kč	21%	198,00 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/fonendoskopy/68-jednostranny-fonendoskop-detsky.html			

Oboustranný fonendoskop



OBOUSTRANNÝ FONENDOSKOP

Dvojitá hliníková hlavice.
 08.511.00 - Černý
 08.512.10 - Červený
 08.512.20 - Zelený
 08.512.30 - Modrý
 08.512.40 - Žlutý
 08.513.00 - Pediatrický, prům. 39 mm
 08.514.00 - Novorozenecký, prům. 20 mm

Kat. číslo	Název předmětu	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Fonendoskopy oboustranné			
				
08.511.00	Oboustranný fonendoskop s černou hadičkou	230,60 Kč	21%	279,00 Kč
08.512.10	Oboustranný fonendoskop s červenou hadičkou	230,60 Kč	21%	279,00 Kč
08.512.20	Oboustranný fonendoskop se zelenou hadičkou	230,60 Kč	21%	279,00 Kč
08.512.30	Oboustranný fonendoskop s modrou hadičkou	230,60 Kč	21%	279,00 Kč
08.512.40	Oboustranný fonendoskop se žlutou hadičkou	230,60 Kč	21%	279,00 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/fonendoskopy/69-oboustranny-fonendoskop.html	230,60 Kč	21%	279,00 Kč
08.513.00	Oboustranný fonendoskop, dětský průměr 39 mm s černou hadičkou	230,60 Kč	21%	279,00 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/fonendoskopy/70-oboustranny-fonendoskop-pediatricky.html			
08.514.00	Oboustranný fonendoskop, novorozenecký, průměr 20 mm s černou hadičkou	247,00 Kč	21%	299,00 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/fonendoskopy/71-oboustranny-fonendoskop-novorozenecky.html			




Fonendoskop DELUXE




Kat. číslo 08.411.00

FONENDOSKOP DELUXE

Oboustranný fonendoskop s pochromovanou přepínatelnou hlavicí, konstrukce komory hlavičky s velmi dobrou akustikou. Úprava hlavičky pro zamezení chladivého pocitu pacienta.

Fonendoskopy oboustranné					
08.411.00	Fonendoskop DELUXE oboustranný s černou hadičkou		272,00 Kč	21%	329,10 Kč
08.412.10	Fonendoskop DELUXE oboustranný s červenou hadičkou		272,00 Kč	21%	329,10 Kč
08.412.20	Fonendoskop DELUXE oboustranný se zelenou hadičkou		272,00 Kč	21%	329,10 Kč
08.412.30	Fonendoskop DELUXE oboustranný s modrou hadičkou		272,00 Kč	21%	329,10 Kč
08.412.40	Fonendoskop DELUXE oboustranný se žlutou hadičkou		272,00 Kč	21%	329,10 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/fonendoskopy/72-fonendoskop-deluxe-oboustranny.html				
08.413.30	Fonendoskop DELUXE oboustranný pediatričtý s černou hadičkou		272,00 Kč	21%	329,10 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/fonendoskopy/73-fonendoskop-deluxe-oboustranny-pediatricky.html				

Fonendoskop s dvojitou hadičkou RAPPAPORT



Kat. číslo 08.611.00

PROFESIONÁLNÍ FONENDOSKOP DELUXE

Fonendoskop s oboustrannou hlavicí pro velmi dobrou akustiku.

Zdvojená hadička pro výborný zvukový přenos.




Kompletní se třemi nastavci rozdílných velikostí, 2 měkkými a 2 tuhými ušními olivkami a 2 membránami.

Barva modrá

Kat. číslo 08.611.01

Barva oranžová



PROFESIONÁLNÍ fonendoskop DELUXE					
08.611.00	Fonendoskop Rappaport s dvojitou hadičkou, modrý		494,20 Kč	21%	598,00 Kč
08.611.01	Fonendoskop Rappaport s dvojitou hadičkou, oranžový		494,20 Kč	21%	598,00 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/fonendoskopy/75-fonendoskop-rappaport-s-dvojitou-hadicou.html				

Porodnický fonendoskop



Kat. číslo 08.899
porodnický fonendoskop dřevěný
15 cm
Profesionální porodnický stetoskop.
Výborné akustické vlastnosti.
Vyrobeno z javorového dřeva.
Dřevo je přirozený nestudivý materiál.



Kat. číslo 08.900
porodnický fonendoskop hliníkový
15 cm




Porodnický fonendoskop				
08.899	Stetoskop PINARD dřevěný, 15 cm			
	http://www.mediset.cz/eshop/fonendoskopy/82-porodnický-fonendoskop-dreveny.html			
08.900	Stetoskop PINARD hliníkový, 15 cm			
	http://www.mediset.cz/eshop/fonendoskopy/84-porodnický-fonendoskop-hlinikovy.html			

PROFESIONÁLNÍ fonendoskop DELUXE



Kat. číslo 08.711.00
PROFESIONÁLNÍ FONENDOSKOP DELUXE

Dvojitá hlavice z nerezové oceli.
 Vysoká akustická kvalita.
 Hadička většího průřezu z PVC.
 Úprava příložené části hlavice pro zamezení chladivého pocitu pacienta.
 Dvě sady ušních olívek navíc.
 K dispozici velikost pro dospělé prům. 47 mm a pro děti prům. 35 mm.


	PROFESIONÁLNÍ fonendoskop DELUXE				
08.711.00	Profesionální fonendoskop DELUXE, černý		824,80 Kč	21%	998,00 Kč
08.712.00	Profesionální fonendoskop DELUXE, modrý		824,80 Kč	21%	998,00 Kč
08.712.10	Profesionální fonendoskop DELUXE, burgundy		824,80 Kč	21%	998,00 Kč
08.712.20	Profesionální fonendoskop DELUXE, šedý		824,80 Kč	21%	998,00 Kč
08.712.30	Profesionální fonendoskop DELUXE, červený		824,80 Kč	21%	998,00 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/fonendoskopy/76-profesionalni-fonendoskop-deluxe.html				
08.713.00	Profesionální fonendoskop DELUXE, dětský, černý		824,80 Kč	21%	998,00 Kč
08.713.10	Profesionální fonendoskop DELUXE, dětský, šedý		824,80 Kč	21%	998,00 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/fonendoskopy/77-profesionalni-fonendoskop-deluxe-pediatricky.html				

Profesionální KARDIOLOGICKÝ fonendoskop



Kat. číslo 08.811.00
Profesionální KARDIOLOGICKÝ FONENDOSKOP

Vysoce kvalitní oboustranná hlavice prům. 47 mm z nerezové oceli s výbornou akustikou.
 Úprava příložené části hlavice pro zamezení chladivého pocitu pacienta.
 Dvě sady náhradních ušních olívek.



	Profesionální KARDIOLOGICKÝ fonendoskop				
08.811.00	Profesionální kardiologický fonendoskop, černý		1.314,00 Kč	21%	1.590,00 Kč
08.812.00	Profesionální kardiologický fonendoskop, burgundy		1.314,00 Kč	21%	1.590,00 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/fonendoskopy/78-profesionalni-kardiologicky-fonendoskop.html				

Lékařský fonendoskop



Kat. číslo 08.731.00
LÉKAŘSKÝ FONENDOSKOP

Průměr hlavice 45 mm.
Vysoká akustická kvalita.
Hadička většího průřezu z PVC.
Úprava hlavice pro zamezení chladivého pocitu pacienta.
Dodáváme se dvěma náhradními měkkými olivkami.

	Lékařský fonendoskop				
08.731.00 	Lékařský fonendoskop, černý http://www.mediset.cz/eshop/fonendoskopy/80-lekarsky-fonendoskop.html		753,50 Kč	21%	890,00 Kč

Termín dodání: Výrobky Omron - cca do 1 týdne, ostatní - cca 1 - 4 týdny

Platební podmínky: Ceny jsou kalkulovány pro platbu v hotovosti, předplatbou bankovním převodem nebo na dobírku.

Předání zboží: osobní odběr nebo je možné zaslat pomocí dopravců  
Ceník dopravy: http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Cenik_dopravy.pdf

Záruční i pozáruční servis zajišťuje: servisní oddělení firmy MEDISET - CHIRONAX s.r.o. v Českých Budějovicích
Podmínkou přijetí přístroje na servis je, aby přístroj, jeho součásti a příslušenství byly čisté, tj. dekontaminované a dezinfikované.

Kontroly a BTK: Na zdravotnické přístroje provádíme pravidelné kontroly el. bezpečnosti, na přístroje klasifikační třídy IIb a IIa také periodické bezpečnostně-technické kontroly (BTK) dle zákona.

Přístroje označené tlačítkem  si můžete zakoupit v našem e-shopu www.mediset.cz/eshop/.

Objednávky můžete zasílat e-mailem na adresu objednavky@mediset.cz

Platnost nabídky: 60 dnů nebo do vydání nového ceníku.














Leasing: možnost leasingu od pořizovací ceny 40.000,00 Kč.








Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb.

Aktuální ceníky a katalogy si můžete stáhnout na našich stránkách www.mediset.cz/download/

Cenové katalogy ke stažení

Produkty

	Katalog Ambu https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Katalog_Ambu.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Anesteziologické a resuscitační přístroje a pomůcky - Ambuvak - Ruční křísící přístroj - Ambu odsávačky - Twin pumpa - Dýchací ochranné roušky - Life Key 	<ul style="list-style-type: none"> - Resuscitační masky Res-Cue - Obličejové masky - Laryngeální masky - PEEP ventil - Krční fixační límce - PerFit Ace - Intubační trezážer 	<ul style="list-style-type: none"> - Figuríny a trezážery - Ambu SAM, - Baby manekýn, Ambuman, - Defibrilační trezážer - Ekg elektrody Blue Senzor
	Anesteziologie https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Anesteziologie.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Anesteziologické přístroje - Anesteziologické hadice 		
	Defibrilátory nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	<ul style="list-style-type: none"> - Defibrilátory Primedic™ - Defibrilátor Lifepak 		
	Desinfektory Meiko nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	<ul style="list-style-type: none"> - Čističí a desinfekční automat MEIKO - Meiko Top Topic 2 		
	EKG nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	<ul style="list-style-type: none"> - Tříkanálové - Šestikanálové 	<ul style="list-style-type: none"> - Dvanáctikanálové - Počítačové 	<ul style="list-style-type: none"> - Spirometrie - Monitor
	Germicidní a baktericidní světla a zářiče https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Germicidy.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Germicidní zářiče - otevřené - Germicidní zářiče - uzavřené s ventilátorem - Germicidní zářiče - pro vlhké prostředí 	<ul style="list-style-type: none"> - Germicidní trubice - Germicidní trubice - netřítivá 	<ul style="list-style-type: none"> - Spínací digitální hodiny
	Glukometry - měřiče cukru v krvi https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Glukometr Abbott - Testovací proužky - Lancetky (jehličky) 		<ul style="list-style-type: none"> - Bezplatná výměna glukometru
	Imobilní prostředky - antidekubitní matrace https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Imobilni_prostredky.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Matrace antidekubitní - Podložky pro přesun pacienta 	<ul style="list-style-type: none"> - Pomůcky pro hygienu - Koupací vana nafukovací - Bazének na mytí hlavy nafukovací 	
	Infúzní pumpy - lineární dávkovače https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Infuzni_pumpy-bc.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Infúzní pumpa - Alaris Asena GW - nástupce infúzní pumpy IVAC 	<ul style="list-style-type: none"> - Lineární dávkovače - Alaris Asena GH PLUS 	
	Mobilniár Stolky, zástěny, schůdky https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Mobilniar.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Schůdky jednodupňové, dvoudupňové - Zástěny jednodílné, dvoudílné, trojdílné 	<ul style="list-style-type: none"> - Infúzní stojan pojízdný 	<ul style="list-style-type: none"> - Křesla přepravní
	Odsávačky chirurgické, ambulanti https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Fazzini 	<ul style="list-style-type: none"> - Ambulantní odsávačky přenosné - Chirurgické odsávačky přenosné - Chirurgické odsávačky stojanové 	
	Odsávačky chirurgické Medela, Odsávačky ambulanti nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	<ul style="list-style-type: none"> - Medela Dominant - Medela Basic - Medela Vario - Medela Clario 	<ul style="list-style-type: none"> - MedelaVak - jednorázový odsávací vak - Odsávací láhve a víčka 	<ul style="list-style-type: none"> - Chirurgické odsávačky pojízdné - Ambulantní odsávačky přenosné - Ambulantní odsávačky akumulátorové
	Oxymetry pulzní https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Oxymetry.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Oxymetry stolní Nonin - Oxymetry přenosné Nonin 	<ul style="list-style-type: none"> - Oxymetry prstové Nonin 	

	Redukční ventily https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Redukcni_ventily.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Redukční ventily - Průtokoměry a zvlhčovače, - Kyslíková terapie, 	<ul style="list-style-type: none"> - Regulátory podtlaku (odsávačky) - Kyslíkové masky a brýle - Hadice medicijní tlakové, 	<ul style="list-style-type: none"> - Rychlospojky, nástavce, - Koncentrátor kyslíku
	Sterilizátory horkovzdušné, parní a teplotní technika https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Sterilizace_a_teplotni_tehnika.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Sterilizátor Stericell - Sterilizátor Titanox - Laboratorní inkubátory, termostaty 	<ul style="list-style-type: none"> - Sterident - Sterimat - Sterilab - Unisteri - Sterivap 	<ul style="list-style-type: none"> - Ecocell - Incucell - Venticell - Durocell - Friocell - Vacucell - Climacell - Co2cell
	Stoly operační Ramed nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	<ul style="list-style-type: none"> - Univerzální operační stoly - S výměnnou pracovní deskou - S plovoucí deskou 	<ul style="list-style-type: none"> - Americké botičky 	
	Stoly rehabilitační a masážní Jordan https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stoly_rehabilitacni.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitační stoly - Masážní stoly - Masážní gymnastické lůžko - Stoly elektrické - Stoly hydraulické 	<ul style="list-style-type: none"> - Vyšetřovací terapeutická lehátka - Trakční stůl - Osteopatické lehátko - Vojtův stůl 	<ul style="list-style-type: none"> - Transfúzní křesla - Gynekologické stoly - Vertikalizační stůl
	Systém intraoperačního ohřevu https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-System_intraoperacniho_ohrevu.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Vyhřívací podušky pro pacienty - Bair Hugger 		
	Váhy Seca https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Vahy_Seca.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Lékařské váhy kojenecké - Digitální váhy - Mechanické váhy 	<ul style="list-style-type: none"> - Lékařské váhy sloupkové - Výškoměry - Měřítka 	<ul style="list-style-type: none"> - Sedačkové váhy - Postelové váhy
	Záchranný systém https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Zachranny_system.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Vakuové fixační dlahy - Vakuové matrace - Transportní vyprošťovací plachty - Transportní dělitečná nosítka 	<ul style="list-style-type: none"> - Zádová vyprošťovací dlahy - Závěsný vak pod helikoptéru - Zdravotnická nosítka - Vaky pro zeměle 	<ul style="list-style-type: none"> - Pohotovostní a záchranné ruksaky - Kufry a tašky na obvazový materiál - Lékařské kufry - Záchranná fólie - Fixační dlahy s možností extenze

Služby

	Náklady na expedici, ceník dopravy zboží https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Cenik_dopravy.pdf	   	
	Glukometry - měřiče cukru v krvi https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf	- Bezplatná výměna starých a nefunkčních glukometrů za nový typ glukometru Abbott	- informace pro pojištěnce - testovací proužky

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb

Přístroje označené tlačítkem



si můžete zakoupit v našem e-shopu:

e-shop
MEDISET # CHIRONAX

<https://eshop.mediset.cz>

Pro stažení dalšího katalogu
 klikněte na modrý odkaz.

Kontakty



Fakturační adresa a sídlo společnosti:

Mediset - Chironax s.r.o.

Lidická tř. 566 / 82
 370 01 České Budějovice

Vchod: z rohu křižovatky - nám. Jiřího z Poděbrad 1

IČ: 48200417

DIČ: CZ48200417

Telefony:

387 311 874 399 499 621
 387 311 875 399 499 620

Mobily:

777 126 381
 777 126 388

Objednávky zasílejte na e-mail:
objednavky@mediset.cz

**Obchodní oddělení,
 informace ohledně objednávek:**

objednavky@mediset.cz

mobil: 777 126 381

tel: 399 499 621

**Zákaznický servis,
 marketing, nabídky:**

info@mediset.cz

mobil: 777 126 388

tel: 399 499 620

skype: [callto:standa.mediset](https://www.skype.com/people/callto:standa.mediset)

gmail: standa.mediset@gmail.com

Servisní oddělení, opravy přístrojů:

servis@mediset.cz

mobil: 777 126 389

tel: 399 499 626

Servisní místa:

- České Budějovice
- Praha
- Brno

Bankovní spojení:

bankovní spojení: Raiffeisenbank

číslo účtu: 1036125002 / 5500

iban: CZ8755000000001036125002

swift bis - RZBC CZ PP

adresa Banky:

Raiffeisenbank a.s.

Bílková 960

390 02 Tábor

tel: 381 201 611

Datová schránka:

mtfk2gx

GPS:

Loc: 48.9612203N, 14.4722933E

Mapy:


<https://g.page/mediset-cz?share>

<https://mapy.cz/s/holuvubuve>

Provozní doba:

po - út - 7:00 - 15:30

pá - 7:00 - 15:00





Živnostenské listy a certifikáty

Živnostenské oprávnění



Výpis z obchodního rejstříku



Asociace výrobců a dodavatelů
zdravotnických prostředků



Certifikát jakosti ISO 9001:2016



Registrace SÚKL



Smlouva o sdruženém plnění Eko-kom

