



**MEDISET
CHIRONAX**

Lidická 566 / 82
370 01 České Budějovice



E-mail: info@mediset.cz
Internet: www.mediset.cz
E-shop: eshop.mediset.cz

Telefon: 387 311 874
Telefon: 387 311 875

Obchod: 777 126 381, 399 499 621
Nabídky: 777 126 388, 399 499 620
Servis: 777 126 389, 399 499 626

Lékařské váhy Seca

Značka: SKn 2023-02-01-05
skype: callto:standa.mediset

Datum: 8.2.2023
gmail: standa.mediset@gmail.com


Vypracoval: Stanislav Korbel
e-mail: standa@mediset.cz

Mobil: 777 126 388
Tel: 399 499 620

seca
Precision for health

Obsah:

Lékařské váhy Seca	1
Obsah:	1
Kojenecké váhy digitální	2
Váhy Seca – Kojenecké váhy digitální	3
Transportní obaly na váhy	8
Příslušenství	8
Měřítka pro kojence	9
Měřítka pro kojence	10
Sloupkové lékařské váhy digitální	12
Váhy Seca – Sloupkové lékařské váhy digitální	13
Váhy Seca – Sloupkové lékařské váhy mechanické	16
Výškoměry Seca	18
Výškoměry Seca	19
Nášlapné váhy	22
Váhy Seca – Nášlapné váhy	22
Sedačkové a postelové váhy	23
Váhy Seca – Sedačkové váhy	24
Cenové katalogy ke stažení	27
Kontakty	30
Živnostenské listy a certifikáty	31

Přístroje označené tlačítkem 
si můžete zakoupit v našem e-shopu:

e-shop
MEDISET # CHIRONAX

www.mediset.cz/eshop

Prohlížíte-li si katalog v pdf - on-line,
stačí kliknout na odkaz vedle tlačítka.



Firma Mediset - Chironax s.r.o. ujišťuje, že na výrobky uvedené v této nabídce bylo vydáno prohlášení o shodě.

IČO: 48200417, DIČ: CZ48200417, Bankovní spojení: Raiffeisenbank, číslo účtu 1036125002 / 5500,
Firma je zapsána v obchodním rejstříku KS České Budějovice, oddíl C, vložka 2429, datum registrace 16.12.1992.
Firma je registrována u firmy EKO-KOM, a.s., pod registračním číslem EK-F00024621

KOST SOFT® W:_Ceniky\Cenik Word_Cenik Word - Aktuální-www_mediset_cz-Vahy_Seca.docx

Kojenecké váhy digitální

seca
Precision for health



Váhy Seca – Kojenecké váhy digitální



3001.0727 - SECA 727

kojenecká, plně automatická digitální váha.

Umožňuje nadstandardní funkce - display hold (váha zůstává na displeji i po odejmutí dítěte) a elektronické tárování (nezapočítává do váhy pleny, deky apod.) Konečnou váhu vypočítává z časového průběhu cca 3s.

Kapacita 20 kg

Citlivost 2g < 10 kg > 5 g

Rozměry 55 x 14,5 x 32 cm

Hmotnost 6,5 kg

Napájení 220 V / dobíjecí baterie



3001.0834 - SECA 834

digitální dětská váha

SECA 834 je kvalitně provedená, kalibrovatelná, kojenecká váha.

V této kojenecké váze jsou použity nejmodernější technologie, které zaručují přesné vážení. Odnímatelná miska pro vážení větších dětí ji činí jedinečnou ve své třídě.

stisknutím tlačítka snadné oddělení vážící misky od váhy s platformou ergonomický design pro pocit jistoty a bezpečí dítěte

funkce HOLD umožňuje fixaci naměřené hodnoty

funkce BMIF umožňuje zaznamenat objem vypitého mléka při kojení

stanovené měřidlo: Třída III - **metrologicky ověřitelná váha !!!**

Technické parametry:

kapacita: 20 kg

citlivost: 20 g




rozměry: 552 x 156 x 332 mm


hmotnost: 3 kg

napájení: baterie

funkce: TARE, BMIF, HOLD, přepínání měřicího rozsahu, automatické vypnutí



Kat. číslo	Název předmětu		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Kojenecké váhy digitální				
3001.0727	SECA 727		32.234,00 Kč	21%	39.003,10 Kč
3001.0834	SECA 834 - kojenecká váha - metrologicky ověřitelná váha !!!		10.587,00 Kč	21%	12.810,30 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/vahy-kojenecke/437-seca-834.html				


3001.0757 - SECA 757

SECA 757 je kojenecká váha třídy přesnosti III.

Speciální integrovaný systém tlumení spolu s funkcí HOLD pro rychlé a přesné vážení, i když je dítě neklidné. Ergonomicky tvarovaná vana s vysokými zaoblenými boky usnadňuje zvážit větší děti. Velký a jasný displej s LED čísly, aby bylo snadné a pohodlné přečíst výsledek. Napájení je pomocí napájecího adaptéru nebo nabíjecí baterie. Integrované rozhraní RS-232 zaručuje spolehlivý přenos dat do PC.

Plastový povrch je příjemný na dotek a snadno se čistí.

Technické parametry:

Kapacita: 15,1 kg

Citlivost: 5 g

Hmotnost: 7,1 kg

Napájení: síťový adaptér / dobíjecí baterie

Rozměry: 21,3 x 4,3 x 9,8 cm



Rozměry panelu 540 x 110 x 250 mm

Funkce: RS232 rozhraní / HOLD / Automatické vypnutí / Mechanická ochrana proti přetížení / TARE

Napájení 220 V / dobíjecí baterie

Třída III - metrologicky ověřitelná váha !!!



Kat. číslo	Název předmětu		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
3001.0757	SECA 757 - metrologicky ověřitelná váha !!! http://www.mediset.cz/eshop/vahy-kojenecke/438-seca-757.html		44.710,00 Kč	21%	54.099,10 Kč
					



3001.0376 - **SECA 376** - metrologicky ověřitelná váha

SECA 374 a 376 jsou špičkové váhy té nejvyšší kvality a citlivosti.

Tato kojenecká váha má v sobě zabudovaný čip, který dítě během 3 sekund zváží až stokrát. Díky této funkci je váha vždy přesná, i když je dítě neklidné. Její velký displej jde vidět i z větší vzdálenosti.

Ergonomický tvar vážicí misky pro vážení batolat do 20 kg
funkce tlumení pohybu při vážení

funkce HOLD umožňuje fixaci naměřené hodnoty

funkce BMIF umožňuje zaznamenat objem vypitého mléka při kojení

funkce SEND - možnost bezdrátového spojení s tiskárnou, PC

možnost připojení kojeneckého metru SECA 233



možnost připojení síťového adaptéru SECA 447



Technické parametry:



rozsah vážení: 20kg

citlivost: 5g<7,5kg>10g

napájení: baterie

funkce: TARE, BMIF, HOLD, auto-HOLD, auto-CLEAR, možnost přepnutí vážicího rozsahu, automatické vypnutí, SEND/PRINT

Seca 376 - kalibrační třída : III - metrologicky ověřitelná váha

Kat. číslo	Název předmětu		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
3001.0376	SECA 376 - metrologicky ověřitelná váha !!! http://www.mediset.cz/eshop/vahy-kojenecke/102-seca-376.html		30.545,00 Kč	21%	36.959,50 Kč
3001.0233	SECA 233 - dětské měřítko pro připevnění k váze Seca 374, 376 (dodává se bez váhy)		4.780,00 Kč	21%	5.783,80 Kč


3001.0334 - SECA 334

SECA 334 je určená především do soukromých ordinací. Její kvalita a variabilita s možností připojení metru ji činí špičkou ve své třídě.

kapacita (kg): 20

citlivost: 5 g < 10 kg > 10 g

rozměry (mm): 551 x 163 x 320

hmotnost (kg): 6,5

funkce: průměrování, tara, autohold, možnost obalu a připojení metru
 napájení: baterie/220 V

K váze lze připojit měřítka **Seca 232**,

kteřý má dílky po 1 mm a měří od 350 do 800 mm.


3001.0336n - SECA 336n - Třída III - metrologicky ověřitelná váha

SECA 336n je kojenecká váha třídy citlivosti III. Vyznačuje se citlivostí, spolehlivostí a lehkostí.

kapacita: 15 kg

citlivost SECA 335: 10 g < 10 kg > 20 g

citlivost SECA 336: 10 g

rozměry: 640 x 105 x 300 mm

hmotnost: 3,5 kg

funkce: tara, hold, možnost obalu a připojení metru.

napájení: baterie/220 V

Metrologicky ověřitelná váha.



K váze lze připojit měřítka **Seca 232n**,

kteřý má dílky po 1 mm a měří od 350 do 800 mm.



Kat. číslo	Název předmětu		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Kojenecké váhy digitální				
3001.0334	SECA 334 - možnost použití měřítka SECA 232		16.102,00 Kč	21%	19.483,40 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/vahy-kojenecke/103-seca-334.html				
3001.0336n	SECA 336n - metrologicky ověřitelná váha !!! - možnost použití měřítka SECA 232n		22.740,00 Kč	21%	27.515,40 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/vahy-kojenecke/316-seca-336.html				


3001.0745 - SECA 745
SECA 745 - Třída III - metrologicky ověřitelná váha

Kapacita 16 kg

Citlivost 10g

Rozměry 55 x 19 x 30 cm

Hmotnost 6,6 kg


3001.0354 - SECA 354

SECA 354 je kvalitně provedená kojenecká váha.

V této kojenecké váze jsou použity nejmodernější technologie, které zaručují přesné vážení. Odnímatelná miska pro vážení větších dětí ji činí jedinečnou ve své třídě.

funkce: TARE, HOLD, přepínání měřicího rozsahu, automatické vypnutí, funkce BMIF (umožňuje zaznamenat objem vypitého mléka při kojení), velký displej

Kapacita 20 kg




citlivost (g): 10 < 10kg >20

Rozměry 55 x 16 x 33 cm

Hmotnost 3 kg

napájení: baterie



Kat. číslo	Název předmětu		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
3001.0745	SECA 745 - metrologicky ověřitelná váha !!!		19.766,00 Kč	21%	23.916,90 Kč
3001.0354	SECA 354		5.046,00 Kč	21%	6.105,70 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/vahy-kojenecke/105-seca-354.html				



Transportní obaly na váhy



3001.0428 - **SECA 428**
 Transportní obal pro váhy Seca 334 / 335



3001.0414 - **SECA 414**
 Transportní obal pro váhy Seca 835 / 364 / 834 / 354

Kat. číslo	Název předmětu		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
3001.0428	SECA 428 - Transportní obal pro váhy Seca 334 / 335		3.208,00 Kč	21%	3.881,70 Kč
3001.0414	SECA 414 - Transportní obal pro váhy Seca 835 / 364 / 834 / 354		1.917,00 Kč	21%	2.319,60 Kč

Příslušenství



3001.0447 - **SECA 447**
 síťový zdroj k vahám SECA

Hmotnost: 310 g
 Rozměry: 50 x 40 x 75 mm
 Délka kabelu: 1,85 m



Napájecí adaptér pro Seca 376, Seca 336, Seca 334, Seca 634, Seca 869, Seca 635, Seca 862, Seca 861, Seca 899, kojenecké váhy Seca 374 a Seca 334, sloupové a ploché váhy Seca 703, Seca 769, Seca 634 a Seca 869.



3001.0460 - **SECA 460**
 RS 232 interface adapter s tiskovým driverem


Hmotnost: 122 g
 Rozměry: 100 x 25 x 60 mm
 Délka kabelu: 0,3 m + 1,2 m

Toto rozhraní umožňuje vahám Seca připojení přímo k PC nebo tiskárně. Lze jej použít s téměř všemi elektronickými sloupovými a sedačkovými vahami.


Kat. číslo	Název předmětu		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
3001.0447	SECA 447 - síťový zdroj k vahám SECA		2.016,00 Kč	21%	2.439,40 Kč
3001.0460	SECA 460 - RS 232 interface adapter s tiskovým driverem		9.046,00 Kč	21%	10.945,70 Kč

Měřítka pro kojence

seca
Precision for health







Měřítka pro kojence



3001.0210 - **SECA 210**
měřicí rozsah 10 - 92 cm
Citlivost 5 mm
Rozměry 30 x 10,3 x 104 cm
Hmotnost 460 g

3001.0207 - **SECA 207**
SECA 207 je kovový kojenecký metr s možností **přípevnění na zeď**.
měřicí rozsah 0 - 99 cm
Citlivost 1 mm
Rozměry: 30 x 10,3 x 104 cm
Hmotnost 700 g



Kat. číslo	Název předmětu	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Měřítka pro kojence			
3001.0210 	SECA 210 - lehké plastické, výškově nastavitelné měřítko pro kojence http://www.mediset.cz/eshop/vyskomery-a-metry/106-seca-210.html	 2.333,00 Kč	21%	2.822,90 Kč
3001.0207 	SECA 207 - kovový příložený kojenecký metr pro kojence http://www.mediset.cz/eshop/vyskomery-a-metry/107-seca-207.html	 4.473,00 Kč	21%	5.412,30 Kč





3001.0212 - **SECA 212**
měřidlo obvodu hlavy
 měřicí rozsah 5 - 59 cm
 Citlivost 1 mm



3001.0416 - **SECA 416**
měřidlo pro kojence



Tento kojenecký metr je vyrobený z kvalitního plastu.
 Jeho design je navržen tak, aby co nejlépe vyhovoval lékařům.
 měřicí rozsah 33 - 100 cm
 Citlivost 1 mm
 rozměry (cm): 110 x 18 x 30
 hmotnost (kg): 3



Kat. číslo	Název předmětu	Cena za 1 ks bez DPH	DPH	Cena s DPH	
3001.0212	SECA 212 - měřidlo obvodu hlavy - měřicí rozsah 5 - 59 cm, Citlivost 1 mm Lze objednat pouze celé balení po 10 ks		1.978,00 Kč	21%	2.393,40 Kč
3001.0416	SECA 416 - měřidlo pro kojence - měřicí rozsah 33 - 100 cm http://www.mediset.cz/eshop/vyskomery-a-metry/109-seca-416.html		11.178,00 Kč	21%	13.525,40 Kč



3001.0232n - **SECA 232n - Dětské měřítko pro připevnění k váze**
použití pro váhy Seca 336 / 335 / 334
 Kapacita 35 – 80 cm
 Citlivost 1 mm
 Rozměry
 64 x 85 x 28 cm
 Hmotnost 2 kg
 (váha není součástí dodávky)

Kat. číslo	Název předmětu	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
3001.0232n	SECA 232n - dětské měřítko pro připevnění k váze Seca 336n - s dílky po 1 mm, měří od 350 do 800 mm - (dodává se bez váhy) http://www.mediset.cz/eshop/vyskomery-a-metry/110-seca-232.html		4.767,00 Kč	21%	5.768,10 Kč
3001.0233	SECA 233 - dětské měřítko pro připevnění k váze Seca 374, 376 - (dodává se bez váhy)		4.780,00 Kč	21%	5.783,80 Kč

Sloupkové lékařské váhy digitální

seca
Precision for health



Váhy Seca – Sloupkové lékařské váhy digitální

3001.0285 - **SECA 285**

Bezdrátová měřicí stanice SECA 285 provádí vážení a měření výšky - metrologicky ověřitelná váha !!!

360° bezdrátová měřicí stanice Seca 285 provádí vážení a měření v jednom kroku. Mezi další výhody patří vysokokapacitní měřítko integrované do stabilního sloupu, paty a pevné hlavice s integrovanou Seca Frankfurt linií - pro přesné určování polohy hlavy.

Dva digitální displeje. Jeden je pro přímé čtení z výšky hlavice a další, třířádkový multifunkční dotykový displej, **zobrazuje výšku, hmotnost a automaticky vypočítá BMI.**

K tomu všemu, stupnice ukazuje sebemenší změny hmotnosti, jemná citlivost 50g, a bezdrátové přenášení všech měřených údajů přes Seca 360°. Stisknutí tlačítka na multifunkčním dotykovém displeji pošle výsledek měření na Seca 360° bezdrátovou tiskárnu nebo PC.

Není třeba se obávat otisků prstů - dotykový displej se velmi snadno čistí.

Kapacita: 300 kg

Rozsah měření: 30 - 220 cm

Maturní hmotnost: 50 g <150 kg> 100 g

Citlivost: 1 mm

Hmotnost: 16 kg

Napájení: baterie / síťový adaptér

Rozměry: 434 x 2.394 x 466 mm



Rozměry panelu: 430 x 60 x 365 mm

Měřicí stanice Seca 285 s třířádkovým dotykovým displejem umožňuje vážení a měření v jednom kroku - výsledky lze bezdrátově přenášet Seca 360° bezdrátovou tiskárnu nebo PC.



Funkce: tlumení / tisk / Auto-PRINT / CLEAR / údaje o pacientovi vstup / Auto-CLEAR / Automatický rozsah vážení / přepnutí / uživatelské nastavení nuly / SEND / Auto-send / kalibrace / automatická kalibrace / RESET / Zvukové signály mohou být aktivovány / HOLD / BMI / BMI Auto / Auto-HOLD / Automatické vypnutí / Transportní kolečka / TARE / matka / dítě / funkce Pre-TARE



Kat. číslo	Název předmětu		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
3001.0285	SECA 285 - Bezdrátová měřicí stanice - metrologicky ověřitelná váha !!!		57.295,00 Kč	21%	69.327,00 Kč
 http://www.mediset.cz/eshop/vahy-sloupkove/443-seca-285-bezdratova-merici-stanice.html					


3001.0767 - SECA 767

SECA 767 je profesionální, digitální osobní váha s velkým LCD displejem speciálně navržená do ordinací a fitness zařízení. Ve spojení s metrem SECA 220 poskytuje svému uživateli veškeré informace o výšce a váze. Funkce BMI.

RS-232 interface pro komunikaci s počítačem nebo tiskárnou (volitelně příslušenství Seca 460).

Funkce: TARA, HOLD, BMI, velký displej

Kapacita 200 kg

Citlivost 100 g

Rozměry: 292 x 848 x 409 mm

Hmotnost: 6,8 kg

Napájení - 4 tužkové baterie

(volitelně síťový adaptér SECA 447)


3001.0703 - SECA 704 - metrologicky ověřitelná

Elektronická sloupová váha s velmi vysokou kapacitou.

SECA 703 a SECA 704 přesně ukazuje jak SECA dokáže reagovat na požadavky trhu. Její váživost do 250 kg je takřka u osobních vah nepřekonatelná.

Jeden z nejlépe propracovaných výrobků na českém trhu. Váživost do 250 kg a citlivost 100 g ji činí jedničkou ve své třídě. Tento výrobek je vyroben z těch nejkvalitnějších materiálů.

Funkce: RS232 rozhraní / HOLD / BMI / Automatické vypnutí / Mechanická ochrana proti přetížení / Transportní kolečka / TARE

Kapacita 250 kg

Citlivost 100 g

rozměry: 360 x 930 x 520 mm

Hmotnost: 14,9 kg

Napájení: 6 tužkových baterií

(volitelně síťový adaptér SECA 447)

Energeticky úsporný provoz na baterie - až 16.000 vážení s jednou sadou baterií - váhu je možné použít všude, protože není závislá na elektrické síti.


3001.0769 - SECA 769
3001.0799 - SECA 799 - metrologicky ověřitelná

Osobní váha SECA 769 a SECA 799 je všestranná digitální váha, která je nenáročná na údržbu a která je snadno přemístitelná. K této váze lze jednoduše připevnit metr SECA 220.

Funkce: TARA, HOLD, BMI, velký displej

Kapacita 200 kg

Citlivost 100 g <150 kg> 200 g









Rozměry (mm): 292 x 848 x 409

Hmotnost (kg): 6,8

Napájení - baterie

(volitelně síťový adaptér SECA 447)



Kat. číslo	Název předmětu		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
3001.0767 	SECA 767 http://www.mediset.cz/eshop/vahy-sloupkove/113-seca-767.html		22.124,00 Kč	21%	26.770,00 Kč
3001.0704 	SECA 704 - metrologicky ověřitelná váha !!! http://www.mediset.cz/eshop/vahy-sloupkove/442-seca-704-metrologicky-overitelna.html		34.613,00 Kč	21%	41.881,70 Kč
3001.0769 	SECA 769 http://www.mediset.cz/eshop/vahy-sloupkove/115-seca-769.html		19.931,00 Kč	21%	24.116,50 Kč
3001.0799 	SECA 799 - metrologicky ověřitelná váha !!! http://www.mediset.cz/eshop/vahy-sloupkove/116-seca-799.html		18.448,00 Kč	21%	22.322,10 Kč

Váhy Seca – Sloupkové lékařské váhy mechanické



3001.0756 - **SECA 756** s BMI displejem
3001.0756M - **SECA 756M** s metrem

SECA 756 je mechanická sloupková váha s chromovaným ukazatelem váhy.

Kapacita: 160 kg
Citlivost: 500 g
Rozměry: 36 x 100 x 63 cm
Hmotnost: 18 kg

Kalibrační třída: III - **metrologicky ověřitelná váha**



Možnost dodání výškově nastavitelného metru Seca 220.



3001.0711 - **SECA 711** - Osobní váha
3001.0711M - **SECA 711M** - Osobní váha s metrem

SECA 711 je klasická mechanická váha kalibrační třídy III.

SECA 711 má velkou váživost a vynikající přesnost. Jelikož se řadí do kalibrační třídy III je určena i náročným zákazníkům. Tato váha se hodí jak do nemocnic, tak do soukromých ordinací.

Vybaven integrovanou dopravou kolečka pro mobilní použití.
Funkce: Reset-to-zero funkce / Transportní kolečka







Technické parametry:

Kapacita: 220 kg
Citlivost: 100 g
Rozměry: 520 x 1556 x 520 mm
Hmotnost: 21,7 kg
Kalibrační třída: IIII - **metrologicky ověřitelná váha**



Možnost dodání výškově nastavitelného metru Seca 220.


Kat. číslo	Název předmětu		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
3001.0756	SECA 756 - metrologicky ověřitelná váha !!!		20.451,00 Kč	21%	24.745,70 Kč
3001.0756M	SECA 756M - váha s metrem - metrologicky ověřitelná váha !!!		22.505,00 Kč	21%	27.231,10 Kč
3001.0711	SECA 711 - metrologicky ověřitelná váha !!!		18.384,00 Kč	21%	22.244,60 Kč
3001.0711M	SECA 711M - váha s metrem 60 - 200 cm, - metrologicky ověřitelná váha !!!		20.223,00 Kč	21%	24.469,80 Kč

Výškoměry Seca

seca
Precision for health



Výškoměry Seca



3001.0220 - SECA 220

Kovový výškový metr určený pro všechny osobní sloupové váhy SECA.

Rozsah 60 – 200 cm

odstupňování 1 mm

Rozměry 55 x 78,4 x 34 cm

Hmotnost 700 g

3001.0222 - SECA 222

SECA 222 je kovový výškový metr připojitelný na stěnu.

Rozsah 6 - 230 cm

odstupňování 1 mm

Rozměry 12 x 132 x 3,2 cm

Hmotnost 1,3 kg

Kat. číslo	Název předmětu	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
3001.0220	<p>SECA 220</p> <p>- Lehký, hliníkový výškové nastavitelný metr pro všechny osobní sloupové váhy SECA</p> <p>- měří od 60 do 200 cm.</p> <p>http://www.mediset.cz/eshop/vyskomery-a-metry/117-seca-220.html</p>	3.030,00 Kč	21%	3.666,30 Kč
3001.0222	<p>SECA 222</p> <p>- lehké teleskopické měřítko,</p> <p>- změří od hlavy k patě v rozsahu 6 až 230 cm po 1 mm,</p> <p>http://www.mediset.cz/eshop/vyskomery-a-metry/119-seca-222.html</p>	5.236,00 Kč	21%	6.335,60 Kč



3001.0206 - **SECA 206**
 metr k připevnění na zeď. Měří v rozsahu 0 - 2,2 m.

Rozsah 0 – 220 cm
 odstupňování 1 mm
 Rozměry 12 x 13 x 17,5 cm
 Hmotnost 200 g



3001.0223 - **SECA 223**
 měřítko pro váhu Seca 645
 Rozsah 60 - 230 cm
 odstupňování 1 mm
 Rozměry 12 x 132 x 32 cm
 Hmotnost 1,3 kg

3001.0645 - **Plošinová váha SECA 645**
 SECA 645 je digitální plošinová váha s velkým madlem, která je určena pro vážení těžkých a tělesně postižených pacientů. Díky velké platformě, nízkému profilu a velkému a pevnému madlu, mohou být na této váze zvázeni naprosto všichni pacienti. SECA 645 je stanovené měřidlo.

Kapacita: 300 kg
 Citlivost: 100 < 200kg > 200 g
 Rozměry: 750 x 1140 x 750 mm
 Platforma: 600 x 45 x 600 mm
 Hmotnost: 24 kg
 Stanovené měřidlo: třída III
 Funkce: průměrování, TARE, HOLD, BMI
 Napájení: 240 V / baterie

Kat. číslo	Název předmětu		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
3001.0206	SECA 206		989,00 Kč	21%	1.196,70 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/vyskomery-a-metry/122-seca-206.html				
3001.0223	SECA 223 - měřítko pro váhu Seca 645		6.360,00 Kč	21%	7.695,60 Kč
3001.0645	SECA 645 - Elektronická digitální plošinová váha s držadlem		73.156,00 Kč	21%	88.518,80 Kč

3001.0213 - SECA 213

přenosný výškový metr
snadné složení i demontáž,
ve složeném stavu zabere
jen velmi málo místa,
hmotnost pouze 2,4 kg,
výborná stabilita
zarážky pro paty

Metr je tvořen základnou,
čtyřmi díly, ze kterých se dá
rychle složit měřicí sloupek
a měřicím dílem.

Všechny díly se snadno slo-
ží a zacvakají do základny,
v základně je oválný otvor,
slouží jako ucho v tašce,
metr přenesete na místo,
během chvilky sestavíte
a můžete měřit.

Technické parametry:
rozsah měření: 20 - 205 cm
odstupňování 1 mm



metr ve složeném stavu



sestavěný metr



Detail měřidla
- hodnota je vidět v červeném okýnku



Základna měřidla



Snadné přenášení váhy Seca



Jednoduché měření

Kat. číslo	Název předmětu	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
3001.0213	SECA 213	4.370,00 Kč	21%	5.287,70 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/vyskomery-a-metry/441-seca-213-prenosny-vyskovy-metr.html			


Nášlapné váhy

seca
Precision for health

Váhy Seca – Nášlapné váhy



3001.0750 - **SECA 750**
Mechanická podlahová váha
Kapacita 150 kg
Citlivost 1000 g

Kat. číslo	Název předmětu		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
3001.0750	SECA 750 - Mechanická podlahová váha - 150 kg		3.728,00 Kč	21%	4.510,90 Kč

Sedačkové a postelové váhy

seca
Precision for health



Váhy Seca – Sedačkové váhy



3001.0956 - **SECA 956**
 Elektronická sedací váha.

Kapacita 200 kg

Citlivost 100g

2-50 kg: ±50 g

50-200 kg: ±100 g


Rozměry 90 x 56 x 95 cm

Hmotnost 22,4 kg

Napájení – 220 V / baterie 6x AA 1,5 V

Funkce: TARA, HOLD

třída III - metrologicky ověřitelná váha !!!

Kat. číslo	Název předmětu	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
3001.0956	SECA 956 - metrologicky ověřitelná váha !!! 	40.166,00 Kč	21%	48.600,90 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/vahy-lekarske/126-seca-956.html			



SECA 959

je speciálně navržená váha pro tělesně postižené pacienty. Díky čtyřem kolečkům můžete pacienta velice snadno a rychle přemístit. Váha je vybavena podpěrami nohou a madly pro pohodlný posed pacienta.

SECA 959 je stanovené měřidlo.

3001.0959 - SECA 959

Kapacita 200 kg

Citlivost **50 g < 150 kg > 100 g**

Rozměry 555 x 920 x 870 mm


Hmotnost 23 kg

Napájení – 230 V / baterie

funkce: průměrování, TARE, HOLD, BMI

stanovené měřidlo: třída III - Kalibrovatelná - **metrologicky ověřitelná váha !!!**



Kat. číslo	Název předmětu		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
3001.0959	SECA 959 - metrologicky ověřitelná váha !!!		56.674,00 Kč	21%	68.575,50 Kč
	http://www.mediset.cz/eshop/vahy-lekarske/128-seca-959.html				

Termín dodání: - cca 2 - 6 týdnů od potvrzení objednávky nebo podpisu smlouvy
- žlutě jsou označeny nejprodávanější modely s kratší dodací lhůtou.

Platební podmínky: Ceny jsou kalkulovány pro platbu v hotovosti, předplatbou bankovním převodem nebo na dobírku.

Předání zboží: osobní odběr nebo je možné zaslat pomocí dopravců




Ceník dopravy: http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Cenik_dopravy.pdf

Záruční podmínky: 24 měsíců od dodání na materiál a výrobní vady (není-li uvedeno jinak)

Záruční i pozáruční servis zajišťuje: servisní oddělení firmy MEDISET - CHIRONAX s.r.o. v Českých Budějovicích

Podmínkou přijetí přístroje na servis je, aby přístroj, jeho součásti a příslušenství byly čisté, tj. dekontaminované a dezinfikované.

Kontroly a BTK: Na zdravotnické přístroje provádíme pravidelné kontroly el. bezpečnosti, na přístroje klasifikační třídy IIb a IIa také periodické bezpečnostně-technické kontroly (BTK) dle zákona.

Přístroje označené tlačítkem  si můžete zakoupit v našem e-shopu www.mediset.cz/eshop/.

Objednávky můžete zasílat e-mailem na adresu objednavky@mediset.cz

Platnost nabídky: 60 dnů nebo do vydání nového ceníku.















Leasing: možnost leasingu od pořizovací ceny 40.000,00 Kč.







Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb.

Aktuální ceníky a katalogy si můžete stáhnout na našich stránkách www.mediset.cz/download/

Cenové katalogy ke stažení

Produkty

	Katalog Ambu https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Katalog_Ambu.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Anesteziologické a resuscitační přístroje a pomůcky - Ambuvak - Ruční křísící přístroj - Ambu odsávačky - Twin pumpa - Dýchací ochranné roušky - Life Key 	<ul style="list-style-type: none"> - Resuscitační masky Res-Cue - Obličejové masky - Laryngeální masky - PEEP ventil - Krční fixační límce - PerFit Ace - Intubační trenážer 	<ul style="list-style-type: none"> - Figuríny a trenážery - Ambu SAM, - Baby manekýn, Ambuman, - Defibrilační trenážer - Ekg elektrody Blue Sensor
	Anesteziologie https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Anesteziologie.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Anesteziologické přístroje - Anesteziologické hadice 		
	Defibrilátory nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	<ul style="list-style-type: none"> - Defibrilátory Primedic™ - Defibrilátor Lifepak 		
	Desinfektory Meiko nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	<ul style="list-style-type: none"> - Čističí a desinfekční automat MEIKO - Meiko Top Topic 2 		
	EKG nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	<ul style="list-style-type: none"> - Tříkanálové - Šestikanálové 	<ul style="list-style-type: none"> - Dvanáctikanálové - Počítačové 	<ul style="list-style-type: none"> - Spirometrie - Monitor
	Germicidní a baktericidní svítidla a zářiče https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Germicidy.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Germicidní zářiče - otevřené - Germicidní zářiče - uzavřené s ventilátorem - Germicidní zářiče - pro vlhké prostředí 	<ul style="list-style-type: none"> - Germicidní trubice - Germicidní trubice - netřísťová 	<ul style="list-style-type: none"> - Spínací digitální hodiny
	Glukometry - měřiče cukru v krvi https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Glukometr Abbott - Testovací proužky - Lancetky (jehličky) 		<ul style="list-style-type: none"> - Bezplatná výměna glukometru
	Imobilní prostředky - antidekubitní matrace https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Imobilni_prostredky.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Matrace antidekubitní - Podložky pro přesun pacienta 	<ul style="list-style-type: none"> - Pomůcky pro hygienu - Koupací vana nafukovací - Bazének na mytí hlavy nafukovací 	
	Infúzní pumpy - lineární dávkovače https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Infuzni_pumpy-bc.pdf	Infúzní pumpa - Alaris Asena GW - nástupce infúzní pumpy IVAC	<ul style="list-style-type: none"> - Lineární dávkovače - Alaris Asena GH PLUS 	
	Mobilniar Stolky, zástěny, schůdky https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Mobilniar.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Schůdky jednostupňové, dvoustupňové - Zástěny jednodílné, dvoudílné, trojdílné 	<ul style="list-style-type: none"> - Infúzní stojan pojízdný 	<ul style="list-style-type: none"> - Křesla přepravní
	Odsávačky chirurgické, ambulantní https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Fazzini 	<ul style="list-style-type: none"> - Ambulantní odsávačky přenosné - Chirurgické odsávačky přenosné - Chirurgické odsávačky stojanové 	
	Odsávačky chirurgické Medela, Odsávačky ambulantní nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	<ul style="list-style-type: none"> - Medela Dominant - Medela Basic - Medela Vario - Medela Clario 	<ul style="list-style-type: none"> - MedelaVak - jednorázový odsávací vak - Odsávací láhve a víčka 	<ul style="list-style-type: none"> - Chirurgické odsávačky pojízdné - Ambulantní odsávačky přenosné - Ambulantní odsávačky akumulátorové
	Oxymetry pulzní https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Oxymetry.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Oxymetry stolní Nonin - Oxymetry přenosné Nonin 	<ul style="list-style-type: none"> - Oxymetry prstové Nonin 	
	Redukční ventily https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Redukcni_ventily.pdf	<ul style="list-style-type: none"> - Redukční ventily - Průtokoměry a zvlhčovače, - Kyslíková terapie, 	<ul style="list-style-type: none"> - Regulační podtlaku (odsávačky) - Kyslíkové masky a brýle - Hadice medicijní tlakové, 	<ul style="list-style-type: none"> - Rychlospojky, nástavce, - Koncentrátor kyslíku

	<p>Sterilizátory horkovzdušné, parní a teplotní technika https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Sterilizace_a_teplotni_tehnika.pdf</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sterilizátor Stericell - Sterilizátor Titanox - Laboratorní inkubátory, termostaty 	<ul style="list-style-type: none"> - Sterident - Sterimat - Sterilab - Unisteri - Sterivap 	<ul style="list-style-type: none"> - Ecocell - Incucell - Venticell - Durocell 	<ul style="list-style-type: none"> - Friocell - Vacucell - Climacell - Co2cell
	<p>Stoly operační Ramed nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Univerzální operační stoly - S výměnnou pracovní deskou - S plovoucí deskou 	<ul style="list-style-type: none"> - Americké botičky 		
	<p>Stoly rehabilitační a masážní Jordan https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stoly_rehabilitacni.pdf</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitační stoly - Masážní stoly - Masážní gymnastické lůžko - Stoly elektrické - Stoly hydraulické 	<ul style="list-style-type: none"> - Vyšetřovací terapeutická lehátka - Trakční stůl - Osteopatické lehátko - Vojtův stůl 	<ul style="list-style-type: none"> - Transfúzní křesla - Gynekologické stoly - Vertikalizační stůl 	
	<p>Systém intraoperačního ohřevu https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-System_intraoperacniho_ohrevu.pdf</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vyhřívací podušky pro pacienty - Bair Hugger 			
	<p>Váhy Seca https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Vahy_Seca.pdf</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lékařské váhy kojenecké - Digitální váhy - Mechanické váhy 	<ul style="list-style-type: none"> - Lékařské váhy sloupkové - Výškoměry - Měřítka 	<ul style="list-style-type: none"> - Sedačkové váhy - Postelové váhy 	
	<p>Záchranný systém https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Zachranny_system.pdf</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vakuové fixační dlahy - Vakuové matrace - Transportní vyprošťovací plachty - Transportní dělitelná nosítka 	<ul style="list-style-type: none"> - Zádová vyprošťovací dlahy - Závěsný vak pod helikoptéru - Zdravotnická nosítka - Vaky pro zeměřelé 	<ul style="list-style-type: none"> - Pohotovostní a záchranářské ruksaky - Kufrů a tašek na obvazový materiál - Lékařské kufrů - Záchranářská fólie - Fixační dlahy s možností extenze 	

Služby

	Náklady na expedici, ceník dopravy zboží https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Cenik_dopravy.pdf	   	
	Glukometry - měřiče cukru v krvi https://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf	- Bezplatná výměna starých a nefunkčních glukometrů za nový typ glukometru Abbott	- informace pro pojištěnce - testovací proužky

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb

Přístroje označené tlačítkem



si můžete zakoupit v našem e-shopu:

e-shop
MEDISET # CHIRONAX

<https://eshop.mediset.cz>

Pro stažení dalšího katalogu
 klikněte na modrý odkaz.

Kontakty



Fakturační adresa a sídlo společnosti:

Mediset - Chironax s.r.o.

Lidická tř. 566 / 82
 370 01 České Budějovice

Vchod: z rohu křižovatky - nám. Jiřího z Poděbrad 1

IČ: 48200417

DIČ: CZ48200417

Telefony:

387 311 874 399 499 621
 387 311 875 399 499 620

Mobily:

777 126 381
 777 126 388

Objednávky zasílejte na e-mail:
objednavky@mediset.cz

**Obchodní oddělení,
 informace ohledně objednávek:**

objednavky@mediset.cz

mobil: 777 126 381

tel: 399 499 621

**Zákaznický servis,
 marketing, nabídky:**

info@mediset.cz

mobil: 777 126 388

tel: 399 499 620

skype: [callto:standa.mediset](https://www.skype.com/people/callto:standa.mediset)

gmail: standa.mediset@gmail.com

Servisní oddělení, opravy přístrojů:

servis@mediset.cz

mobil: 777 126 389

tel: 399 499 626

Servisní místa:

- České Budějovice
- Praha
- Brno

Bankovní spojení:

bankovní spojení: Raiffeisenbank

číslo účtu: 1036125002 / 5500

iban: CZ8755000000001036125002

swift bis - RZBC CZ PP

adresa Banky:

Raiffeisenbank a.s.

Bílková 960

390 02 Tábor

tel: 381 201 611

Datová schránka:

mftk2gx

GPS:

Loc: 48.9612203N, 14.4722933E

Mapy:


<https://g.page/mediset-cz?share>

<https://mapy.cz/s/holuuvubuve>

Provozní doba:

po - út - 7:00 - 15:30

pá - 7:00 - 15:00





Živnostenské listy a certifikáty

Živnostenské oprávnění



Výpis z obchodního rejstříku



Asociace výrobců a dodavatelů
zdravotnických prostředků



Certifikát jakosti ISO 9001:2016



Registrace SÚKL



Smlouva o sdruženém plnění Eko-kom

